

Patiëntinformatie EVEbra/Breast II- studie (pomp en cups)




De EVEbra-pomp®, in combinatie met EVEbra-cup(s), biedt de mogelijkheid om borstweefsel te vergroten en/of te reconstrueren.

Esthetisch

Bedoeld voor vrouwen die de voorkeur geven aan een natuurlijk proces van borstvergroting. Hiermee worden circa 1 à 2 cupmaten groter gerealiseerd, afhankelijk van de hoeveelheid eigen vetweefsel dat geogst kan worden.

Reconstructie

Voor vrouwen die na een één- of tweezijdige mastectomie (verwijderen van de borst of een gedeelte van de borst) een niet-chirurgische reconstructie van de borst(en) willen (dus in plaats van implantaten, diepflap of tramflap).



Draagdiscipline

Indien u de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) niet minimaal 10 uur aaneengesloten per etmaal draagt (zoals door ons geadviseerd wordt), wordt het proces van het op gang brengen van weefselgroei onderbroken. Bijvoorbeeld, indien het systeem niet wordt gedragen gedurende twee opeenvolgende dagen, of op 3 verspreid liggende dagen, blijken al twee extra weken dragen nodig om het opgedane verlies aan weefselgroei te compenseren.

Vorbereiding op de operatie

De behandeling begint met een opbouwschema om aan de procedure van de materialen te wennen.

OPBOUWSCHEMA: kies programma 2 intermittent 0-60

Week 1

- Dag 1 3 uur aaneengesloten
- Dag 2 5 uur aaneengesloten
- Dag 3 8 uur aaneengesloten
- Dag 4 tot 13 10 à 12 uur aaneengesloten
- Dag 14 en 15 laatste 48 uur aaneengesloten pompje tot operatie
- Na de operatie wordt programma 1 gekozen 10 uur per dag 2 weken lang



Nabehandeling na operatie

De dag van de operatie gebruikt u de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) niet. Op de plaatsen van de lipofilling op de borst zit een pleister. Deze pleister haalt u er de dag na de operatie af.

Douchen

Wacht 18 uur na de ingreep voordat u een douche neemt.

EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s)

Op de dag na de operatie start u weer met de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) gedurende 2 weken, 10 uur aaneengesloten programma 1. De borst(en) zullen gedurende de twee weken dat u de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) draagt, hard aan voelen. Dit verandert zodra u stopt met het dragen.

Drukkleding

Na de ingreep draagt u gedurende 2 weken 24 uur per dag drukkleding, op de plaats waar de liposuctie plaats heeft gevonden.

Voorzorgen en waarschuwingen

Dagelijkse verzorging

- Voor het aanbrengen van het EVEbra®-systeem reinigt u borst en oksel met een ongeparfumeerde zeep/gel.
- Droog de huid met een niet-pluizende handdoek.
- Na het afdoen van het EVEbra®-systeem reinigt u de huid met een ongeparfumeerde zeep/gel.
- Breng vervolgens een huidherstellende crème aan. Dit helpt uw huid te kalmeren en te revitaliseren na het dragen van het EVEbra®-systeem.

Advies

Gebruik gedurende de tijd (6 weken) van het dragen van de EVEbra®-pomp in combinatie met EVEbra-cup(s) geen bodylotion of bodyolie. Deze producten kunnen schadelijk zijn voor de siliconenranden van de EVEbra-cup(s).

Waarschuwingen

Stop direct met de behandeling wanneer er sprake is van een serieuze irritatie van de huid, blaren of een ontvelde huid. Behandel de huid niet met corticosteroïden of andere crèmes op basis van steroïden. Dit zou kunnen leiden tot een atrofïering (dunner worden) van de huid en tot andere huidaandoeningen.

Voorzorgen

Het soepele membraam van de cup en de BH zijn gemaakt van een hypoallergeen materiaal. Dit materiaal leent zich voor duurzaam gebruik op de huid.

Ongewenste neveneffecten

- Huidirritatie
- Jeuk
- Buitensporig zweten
- Zwelling
- Vergroting of tijdelijke vermindering van gevoel in de tepel(s)
- Hyperpigmentatie
- Costochondritis (pijnlijke ontsteking van het kraakbeen van de ribben)
- Syndroom van Tietze, als costochondritis, maar dan is er behalve pijnklachten eveneens sprake van een zwelling onder het borstbeen en/of een rode verkleuring van de huid op de pijnlijke plek

Ontsteking, irritatie en jeuk

Diverse reacties kunnen optreden wanneer de huid in contact komt met de verbinding van de cups. Hierdoor ontstaat ernstige irritatie. Behandel de huid daar waar de rand van de cup op de huid komt met cavilon swap (bij de apotheek te verkrijgen). Reinig de huid met een ongeparfumeerde zeep/gel. Droog de huid met een niet-pluizende handdoek, laat de huid nog enkele minuten aan de lucht drogen. Smeer de huid (dun) in met een huidherstellende crème. Indien de symptomen toch blijven, neem dan contact op met uw behandelende arts.

Huidirritatie op de mediaanlijn/(de denkbeeldige lijn tussen uw borsten) sternum

Een huidirritatie op de mediaanlijn kan ontstaan door het over elkaar heen schuiven van de twee cups. Als preventieve maatregel moet u altijd kijken of de cups juist zijn aangebracht. Indien blijkt dat dit niet zo is, dient u hun positie te corrigeren. Indien mogelijk probeert u, tot de huid genezen is, de cup niet op de aangedane plek te plaatsen.

Gebruik Cavilon® swabs op de niet aangedane huid om verdere irritatie te vermijden. Indien de irritatie blijft bestaan, dient u uw arts te consulteren. Cavilon® swabs zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Vraag uw arts om een recept.



Blaren en blaasjes

In het geval van het verschijnen van blaren en blaasjes, dient u te stoppen met de EVEbra®-pomp in combinatie met de EVEbra-cup(s). Probeer de blaren of blaasjes niet stuk te maken en neem contact op met uw behandelende arts.

Gevoeligheid van de tepel

Gevoeligheid van de tepel is gebruikelijk en vermindert in het algemeen na een korte periode van gewenning. U moet rekenen dat het na 1 tot 2 weken weer vermindert.

Behandeling: maak overdag, wanneer u de EVEbra®-pomp in combinatie met EVEbra-cup(s) niet draagt, gebruik van de Elasto-Gel BreastPads. Dit zijn glycerineverbanden die u over de tepel plakt. Glycerineverbanden verkoelen en herstellen de huid. Elasto-Gel BreastPads zijn verkrijgbaar bij de apotheek.



Siliconenallergie

Allergische reacties (extreem zeldzaam) karakteriseren zich door jeuk en roodheid, die verschijnen in de gebieden waar de verbindingsrand tussen de siliconenrand en de cups de huid heeft geraakt. In het geval van het vermoeden van een allergische reactie, dient bij u een allergietest te worden gedaan. In geval van siliconenallergie wordt verder gebruik van de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) ontraden.

In geval u de behandeling moet onderbreken

Indien de behandeling onderbroken moet worden om een huidreactie te behandelen, wordt aangeraden om de huid te reinigen met een ongeparfumeerde zeep/gel en een herstellende/verzorgende crème.

Zodra de huid weer hersteld is, kunt u weer doorgaan met het dragen van de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s).

Beschadiging van de siliconenrand door te ver of juist niet ver genoeg uitrekken

- De siliconenrand beschadigt vaak door verkeerd plaatsen of door te ver uitrekken bij het aanbrengen op de huid.
- Als de siliconenrand niet licht naar buiten is bewogen bij het plaatsen van de cups zal, als het systeem druk opbouwt, de siliconenrand naar binnen getrokken worden. De plastic cup steunt dan niet meer op het midden van de siliconenrand, waardoor er een enorme druk op de siliconenrand ontstaat en deze scheurt, verbreekt en/of beschadigt. Hierdoor kan de cup pijnlijk op de ribben drukken.
- Het is dus belangrijk om de cups echt zorgvuldig aan te brengen!
- Zorg ervoor dat de siliconenranden geheel vrij zijn van pluisjes.

De EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) mag niet worden gebruikt in de volgende situaties:

- Na een mastopexie (borstlift): er dienen minimaal 6 maanden verstreken te zijn na een mastopexie.
- Na het verwijderen van een implantaat: overleg met behandelend arts alvorens u met de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) begint.
- Na het nemen van een biopt: er dienen minimaal 3 maanden verstreken te zijn nadat er een biopt is genomen (of zelfs langer totdat er een benigne - goedaardig resultaat - is).
- Na het leegzuigen van een cyste dient u minimaal 1 maand te wachten.
- Bij het geven van borstvoeding: EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) mag 3 maanden na het geven van borstvoeding worden gebruikt.
- Tijdens de zwangerschap: EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) mag 3 maanden na de zwangerschap worden gebruikt, maar alleen als u geen borstvoeding geeft.


De EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s) mag wél worden gebruikt

- Bij het gebruik van de pil of andere hormoontherapieën
- Indien er familiair (bij moeder of zuster) een voorgeschiedenis van borstkanker is
- Indien uw moeder of zuster een gediagnosticeerde post-menopauzale borstkanker heeft gehad (borstkanker die zich na de menopauze voordoet), kunt u de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) pas gebruiken nadat u een mammografie en een onderzoek van de borsten hebt laten uitvoeren door uw plastisch chirurg.


EVEbra-systeem®



EVEbra® -voedingsadapter
5V - 2.0A, lengte 4 meter



Bovenaanzicht EVEbra®




Het apparaat dient te worden ingeschakeld met de hoofdschakelaar links boven van het apparaat.



Waarna het apparaat te bedienen is met de toetsen op de bovenzijde van het apparaat corresponderend met de aangegeven knop op het LCD.


Het EVEbra-systeem® is voorzien van een LCD-scherm aan de bovenkant van het apparaat. Op dit scherm wordt informatie weergegeven over de huidige functie of instelling.




Opstartscherm

Uitschakelen van het apparaat kan alleen indien de pomp niet is ingeschakeld door de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt te houden.





Batterij vol




Batterij 60% vol



Batterij 30% vol



Batterij bijna leeg



Batterij wordt opgeladen



Indicatie van resterende tijd batterij / Indicatie van resterende oplaadtijd batterij



Continu-mode ingeschakeld



Akoestisch signaal alarmeren uitgeschakeld



Waarschuwingsteken om aan te geven dat de druk buiten de instellingen is of is geweest indien vertraagd alarm is ingeschakeld

Time out: 4 min

Resterende tijd tot het Stand-by alarm wordt ingeschakeld



Countdown-indicator stopknop



Alarm

De pomp heeft drie soorten van alarm:

- Druk tolerantie-alarm
- Standby-alarm
- Batterij spanning laag


Wanneer de huidige onderdruk buiten de ingestelde grenzen van het laag en hoog alarm komt, zal er een pulserend alarm klinken.

Tijdens het opbouwen van negatieve druk heeft het alarm ingebouwde vertraging. De alarmfunctie wordt geactiveerd ongeveer 40 seconden na het starten van de pomp. Als de druk binnen deze 40 seconden niet binnen het ingestelde bereik is, zal het alarm klinken.

Als tijdens het gebruik van het EVEbra-systeem® de pomp wordt stilgezet met de stoptoets, zal er een standby-alarm klinken indien de pomp binnen 5 minuten niet opnieuw is aangezet. Tijdens een drukalarm zal het EVEbra-systeem® uitschakelen. Het alarm zal blijven klinken tot er op  of  wordt gedrukt.

Alarm tijdens opbouw onderdruk

Wanneer het EVEbra-systeem® aangezet wordt, zal deze naar de ingestelde onderdruk regelen. Als er geen slang is aangekoppeld of er een groot lek is, kan het apparaat de ingestelde onderdruk niet halen en zal het alarm visueel worden weergegeven op het display en zal er een akoestisch signaal klinken. Tijdens dit alarm zal het EVEbra-systeem® uitschakelen en het volgende worden weergegeven op het display:




De behandeling zal weer starten




Resulteert in terugkeren naar het Start menu.
Let op: het Stand-by Alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld.

Dit alarm zal alleen klinken tijdens de opstart van de behandeling (na druk op Start).


Vermoedelijke oorzaak: Cup(s) niet goed bevestigd aan de EVEbra-pomp® of de slang is los. Controleer de slang(en) en verzeker u ervan dat de cups(s) goed bevestigd is (zijn) en herstart de behandeling. Indien u zelf het probleem niet kunt verhelpen contact opnemen met uw zorginstelling.




Als u tijdens de behandeling bij gedimde helderheid één van de 4 toetsen aanraakt, zal de helderheid naar 100% gaan. Na de ingestelde tijd zal de helderheid weer teruggaan naar de ingestelde helderheid. Ook is het mogelijk het scherm te dimmen naar de ingestelde helderheid door een van de toetsen, behalve de “Stop” toets, in te drukken.

De EVEbra-pomp® wordt uitgezet door voor 3 seconden op de “Stop toets”  te drukken. De groene balk boven de “Stop” knop fungeert als countdown indicator. Indien de “Stop” knop ingedrukt wordt, zal deze groene balk langzaam wit worden (visuele countdown) Als de balk geheel wit is, zijn de 3 seconden over, zal er een piep te horen zijn en wordt de behandeling gestopt. Het Hoofd menu wordt weergegeven op het display. Indien u de “Stop” knop los laat binnen de 3 seconden, zal de behandeling voortgezet worden en zal de balk ook weer geheel groen zijn.

Overzicht:




Een piep zal te horen zijn en het Start menu wordt weergegeven op het display. Tevens zal er onderaan in het scherm de resterende tijd in minuten worden weergegeven voordat het Standby-alarm zal worden geactiveerd.



Alarm wegvallen onderdruk / onvermogen ingestelde onderdruk te halen bij maximaal pompvermogen


Wanneer de ingestelde onderdruk is bereikt en er wordt een slang losgekoppeld, valt de onderdruk direct weg in de EVEbra-pomp®. Als de cup(s) los van de huid is/zijn of het systeem om een andere rede niet luchtdicht is, zal de EVEbra-pomp® proberen de ingestelde onderdruk te halen. Wanneer de pomp op maximale toeren draait maar nog steeds niet bij de ingestelde onderdruk komt, zal het alarm gaan klinken. Dit alarm zal alleen in werking treden indien de ingestelde onderdruk reeds éénmaal is bereikt. Anders zal het alarm “geen druk” in werking treden.

Er zal een uitroepteken in het scherm verschijnen ten teken dat de druk buiten de setting is geweest. De pomp heeft nu de ingestelde tijd om terug te keren binnen de ingestelde settings. Als de druk weer binnen de settings is, zal de pomp gewoon verder functioneren en blijft het uitroepteken in beeld ten teken dat de druk buiten de setting is geweest.



Als de druk niet binnen de tijd weer binnen de settings is, zal het alarm in werking treden.

Bij wegvallen onderdruk



De behandeling zal weer starten



Resulteert in terugkeren naar het Start menu.
Let op: het Standby-alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld

Als de druk niet binnen de tijd weer binnen de settings is, zal het alarm in werking treden.

Bij lekkage (onvermogen ingestelde onderdruk te bereiken/handhaven)



De behandeling zal weer starten




Resulteert in terugkeren naar het Start menu.
Let op: het Standby-alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld

Vermoedelijke oorzaak: Cup(s) niet goed bevestigd aan de EVEbra-pomp® of de slang is los. Controleer deslang(en) en verzeker u ervan dat de cup(s) goed bevestigd is (zijn) en herstart de behandeling. Indien u zelfhet probleem niet kunt verhelpen, contact opnemen met uw zorginstelling.

Standby-alarm

Als de pomp met de start/stopknop is uitgeschakeld en na de te verrichten werkzaamheden niet is aangezet, zal er na 5 minuten een alarm klinken ten teken dat de pomp niet is aangezet. Let op: dit alarm werkt alleen indien de pomp aan heeft gestaan.




De behandeling zal weer starten



Resulteert in terugkeren naar het Start menu.
Let op: het Standby-alarm zal hierbij na 5 minuten klinken als de pomp niet wordt ingeschakeld

Als er 5 minuten nadat het EVEbra-systeem® voor de 1^e keer wordt ingeschakeld met de aan/uit-toets op de voorzijde van het apparaat geen toets wordt aangeraakt en er geen behandeling is gestart, zal het EVEbra-systeem® automatisch uitschakelen. Indien de EVEbra-pomp® is aangesloten op de lader, zal alleen het LCD uitschakelen. Het gehele apparaat wordt dan pas uitgeschakeld indien deze wordt losgekoppeld van de lader.

Vorbereidingen



U dient dagelijks, voor het dragen van de cups, uw borsten en het okselgebied te reinigen met een ongeparfumeerde zeep/gel zoals bijvoorbeeld Sanex Zero. Hiermee verwijdert u dode huidcellen en deodorant. Ook revitaliseert u uw huid en brengt u, waar de cups de huid raken, de vochtigheid van de huid terug. Spoel en droog het zojuist gereinigde gebied met een niet-pluizende handdoek. Plaats de cups nooit op de nog vochtige huid.

Gebruik bij irritatie Cavilon® swabs en laat de huid enkele minuten drogen voor het aanbrengen van de cups.




Het aanbrengen van de cup(s)



Verwijder het plastic folie dat de siliconenranden van de cups beschermt. Probeer deze plastic folie in goede staat te houden. Mocht dit niet lukken, gebruik dan diepvrieszakjes als bescherming van de siliconenranden als de cups niet worden gebruikt.

Plaats de cup door de siliconenrand tussen duim en wijsvinger te houden, waarbij de siliconenrand naar buiten wijst. Deze stap is bijzonder belangrijk voor een goede aanhechting van de cups, hun levensduur en voor het vermijden van problemen met de huid op het punt waar de cups geplaatst zijn. Het is van groot belang dat u controleert of er geen plooien in de siliconenrand zitten. Iedere instulping van de rand naar de binnenzijde van de cup kan het functioneren van het systeem verhinderen, de siliconenrand beschadigen en pijn opleveren daar waar de plastic cup de huid raakt.






Buig voorover om de borst in de cup te laten “glijden”. Dit kunt u doen door de hand vlak bovenop de borst te plaatsen zodat uw borst gelift wordt. Plaats de cup 2 vingers onder de borstaanzet en plaats de cup van onder naar boven.

Gebruik de onderarm voor het op de plaats houden van de eerste cup, terwijl u de tweede cup plaatst.



Zodra ook de tweede cup op zijn plaats zit, inspecteert u het hele gebied waar de cups de huid raken om na te gaan of de cups op een comfortabele wijze op de huid aansluiten en of zij goed onder de borst zitten.

Verzorging van de huid en onderhoud van de cups




Na het afnemen van de cups, reinigt u de huid met een ongeparfumeerde zeep/gel. Breng vervolgens een huidherstellende crème aan, Dit helpt uw huid te kalmeren en te revitaliseren na het dragen van de EVEbra-cup(s).

De cups na gebruik spoelen met lauwwarm water. Laat de cups aan de lucht in een stofvrije ruimte drogen. Zorg dat er geen pluisjes van een doek of papier op de siliconenrand achterblijven.

Plaats plastic beschermfolie op de siliconenrand.
(Tip: knip een mal uit stevig plastic, bijvoorbeeld een insteekhoes)

Let op: keukenfolie is niet geschikt.

Plaats het geheel met de cuphouder in de doos waar het uitkwam en bewaar buiten de directe omgeving van een warmtebron.



Door alcohol en alcoholhoudende producten wordt de siliconenrand aangetast en komt de garantie te vervallen.

Tips

- Plaats de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) nooit in een vaatwasser, wasmachine, droger, onder een elektrische droger of in een magnetron.
- Laat de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) nooit in de zon in de auto liggen. Extreme warmte of koude beschadigt de onderdelen.
- Houdt de onderdelen van de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) buiten het bereik van huisdieren en bewaar ze ingepakt ter bescherming.
- Draag de EVEbra-pomp® en de EVEbra-cup(s) niet als u sport of als u een andere fysieke inspanning levert.
- Douche nooit als u de EVEbra-pomp® of EVEbra-cup(s) draagt.
- Uit oogpunt van hygiëne mag uw persoonlijke EVEbra-cup(s) nooit aan anderen worden doorgegeven.

Veelgestelde vragen

Hoe dien ik mijn huid te verzorgen als ik de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) gebruik?

- Reinig uw borsten met de “Sanex Zero% (lactoserum)” of een vergelijkbaar product.
- Na elk gebruik van de cups reinigt u de siliconenrand die in contact is geweest met de huid met lauw warm water.
- Na elke sessie brengt u een huidherstellende crème voor herstel en rehydratatie van uw huid aan. U mag uw huid meerdere keren per dag hydrateren. Maar vergeet vooral niet de huid goed te reinigen elke keer voordat u de cups plaatst.

Mijn cups blijven minder goed zitten. Wat moet ik nu doen?

- Gebruik geen hydraterende (vochtinbrengende) lotion, een poeder of deodorant terwijl u de EVEbra cup(s) draagt.
- Gebruik nooit schuurmiddelen en/of pluizend papier of doek om de cups schoon te maken.
- Laat de cups nooit drogen in de zon of in de nabijheid van een warmtebron.
- Gebruik nooit chemische producten om de oppervlakte van de cups schoon te maken.
- Gebruik nooit antibacteriële middelen of hydraterende middelen om de cups schoon te maken.
- Bewaar de cups in een omgeving die vrij is van stof en haren. De buitenrand mag niet worden afgedekt met haren, een vacht of een kleed.

Op langere termijn zal de siliconenrand minder plakken dan toen hij nieuw was; dat is normaal en het gevolg van normaal gebruik. Een zorgvuldig dagelijks onderhoud, waarbij onze aanbevelingen worden opgevolgd, zorgt ervoor dat u de cups juist behandelt. Desalniettemin kan het zijn dat bij zeer langdurig gebruik in de loop van de behandeling een nieuwe set cups dient te worden aangeschaft. Doe dit niet zonder overleg met uw behandelaar.

Beperkingen t.a.v. het gebruik van medicijnen

Het gebruik van de EVEbra-pomp® in combinatie met de EVEbra-cup(s) is verboden voor patiënten die de volgende medicijnen gebruiken of behandelingen volgen:

- Herceptin
- Plavix (en andere middelen ter vermindering van atherosclerotische aandoeningen)
- (Coumarinederivaten en andere bloedverdunners)
- Chronisch of langdurig gebruik van orale steroïden en corticosteroïden
- Chemotherapie
- Immunosuppressiva
- Chronisch of langdurig gebruik van aspirine
- Chronisch of langdurig gebruik van anti-inflammatoire middelen (bijv. NSAIDS)
- Heparine
- Herceptine of andere anti-angiogenetische middelen
- Analgetica en narcotica

* *Definitie van “chronisch of langdurig gebruik”*

Het gaat hierbij om geneesmiddelen die op dagelijkse basis worden genomen, in het geval dat er sprake is van een medische chronische situatie om de klachten of de oorzaak van de aandoening weg te nemen.

Twee maanden na laatste dosis Herceptin mag men starten met de EVEbra-pomp® in combinatie met EVEbra-cup(s).



Contacteer Ron van Stormbroek voor meer informatie: 06-221 618 72 of ron@aleamed.nl